

## TERMÓMETRO, VÁSTAGO LARGO, DIGITAL MULTIÁNGULO, PRECISIÓN DE $\pm 2.0$ ° F / $\pm 1.0$ ° C. - HT-4149



### Termómetro digital multiángulo de vástago largo

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [D113](#), ASTM [D5581](#)

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de -58 a 536 °F (-50 a 280 °C). Longitud del vástago 8". Longitud total 10".

**SKU:** HT-4149 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HT-4149**

Termómetro, vástago largo, digital multiángulo, precisión de  $\pm 2.0$  ° F /  $\pm 1.0$  ° C.

### **HT-4149U**

Termómetro, vástago largo, digital multiángulo, precisión de  $\pm 0.4$  °C.

## Código del Producto

HT-4149

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO