

TERMÓMETRO, VÁSTAGO LARGO, DIGITAL MULTIÁNGULO, PRECISIÓN DE ± 2.0 ° F / ± 1.0 ° C. - HT-4149



Termómetro digital multiángulo de vástago largo

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [D113](#), ASTM [D5581](#)

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de -58 a 536 °F (-50 a 280 °C). Longitud del vástago 8". Longitud total 10".

SKU: HT-4149 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HT-4149

Termómetro, vástago largo, digital multiángulo, precisión de ± 2.0 ° F / ± 1.0 ° C.

HT-4149U

Termómetro, vástago largo, digital multiángulo, precisión de ± 0.4 °C.

Código del Producto

HT-4149

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO