

TERMÓMETRO, VÁSTAGO LARGO, DIGITAL: PRECISIÓN DE $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$. - HT-4353U




Termómetro digital de tallo más largo

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D5581, ASTM D4943, ASTM D2041, ASTM [C88](#), ASTM [D4867](#), [ASTM D6925](#)

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de -58 a 572 °F (-50 a 300 °C). Longitud del vástago 11.375". Longitud total 14.375".

SKU: HT-4353U | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetro de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HT-4353

Termómetro, Tallo Largo, Digital: Precisión de ± 2.0 °F / ± 1.0 °C.

HT-4353U

Termómetro, Vástago Largo, Digital: Precisión de ± 0.5 °C.

Código del Producto

HT-4353U

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO