

TERMÓMETRO, VÁSTAGO LARGO, DIGITAL: PRECISIÓN DE ± 2.0 ° F / ± 1.0 ° C. - HT-4052



Termómetro, de Vástago Largo, Digital

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D2434, ASTM [D6927](#), ASTM D422, ASTM [D3282](#), [ASTM D854](#)

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de -58 a 302 °F (-50 a 150 °C). Longitud del vástago 8". Longitud total 11".

SKU: HT-4052 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetro de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HT-4052

Termómetro, Vástago Largo, Digital: Precisión de ± 2.0 ° F / ± 1.0 ° C.

HT-4052U

Termómetro, Vástago Largo, Digital: Precisión de $\pm .2$ °C.

Código del Producto

HT-4052

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO