

TERMÓMETRO, VÁSTAGO LARGO, DIGITAL: PRECISIÓN DE $\pm 2.0~^{\circ}$ F / $\pm 1.0~^{\circ}$ C. - HT-4052



Termómetro, de Vástago Largo, Digital

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D2434, ASTM <u>D6927</u>, ASTM D422, ASTM <u>D3282</u>, <u>ASTM D854</u>

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de -58 a 302 °F (-50 a 150 °C). Longitud del vástago 8". Longitud total 11'.

SKU: HT-4052 | Categorías: Humboldt |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HT-4052

Termómetro, Vástago Largo, Digital: Precisión de ± 2.0 ° F / ± 1.0 ° C.

HT-4052U

Termómetro, Vástago Largo, Digital: Precisión de \pm .2°C.

Código del Producto

HT-4052



INFORMACIÓN ADICIONAL