

## TERMOPAR CON CABLE TRENZADO DE ACERO, CABLE DE 6000 MM, -40/480C



**SKU:** HT-4797.1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **K-Thermocouple, -40° a +480°C, acero trenzado**

Termopar K de cable trenzado de acero para uso con termómetros digitales HT-4797 y HT-4798. El rango es: -40 ° a + 480 ° C.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO