

## TERMOPAR DE Sonda DE TALÓN -H-3564.2



**SKU:** H-3564.2 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#), [Termopar](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Longitud de cable de 40 "(1 m) con medición de temperatura máxima continua: 500 ° F (260 ° C). Precisión:  $\pm 1.1$  ° C (0-260 ° C). Tiempo de respuesta rápido.

No apto para inmersión en líquido. Compatible con K instrumentos de medición de tipo

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO