

TERMOPAR DE Sonda DE TALÓN -H-3564.2



SKU: H-3564.2 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#), [Termopar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Longitud de cable de 40 "(1 m) con medición de temperatura máxima continua: 500 ° F (260 ° C). Precisión: ± 1.1 ° C (0-260 ° C). Tiempo de respuesta rápido.

No apto para inmersión en líquido. Compatible con K instrumentos de medición de tipo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO