

TERMOPAR K SONDA DE INMERSIÓN, -100 TO 1100C & F, 300MM X 3MM HT-4797.2



SKU: HT-4797.2 | **Categorías:** [Termómetros ASTM](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de producto

Sonda de inmersión

K HT-4797.2, -100° a +1100°C (-212° a +2012°F)

Sonda de inmersión K, -100° a +1100°C (-212° a +2012°F)

Sonda de inmersión K, -100° a +1100°C (-212° a +2012°F) para uso con termómetros digitales HT-4797 y HT-4798. 300mm x 1.5mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO