

TERMOPAR, SONDA-K, 4 " -H-3564.3



SKU: H-3564.3 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#), [Termopar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda de acero inoxidable de 4 "con cable de 40" (1 m). Rango de medición: -40 a 662 ° F (-40 a 350 ° C).

La precisión es ± 3.96 ° F (2.2 ° C). ASTM-E230-1993.

Compatible con instrumentos de medición tipo K

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO