


## TESTOMAT 2000 BR2 ANALIZADOR GB 24V



**SKU:** 100521 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [Productos](#)
3. [Testomat](#)
4. 2000 Analizador Br2 GB 24V

## TESTOMAT 2000 BR2 ANALIZADOR GB 24V

**NÚMERO DE PARTE: 100521**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

### Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Fotómetro de proceso monitoreando bromo
Barra de presión	1 - 8 / 0,3 - 1
presión psi	15 - 116 / 5 - 15
Rango de medición mg/l	0 - 2,23 / 2,3 - 5,6
Resolución en mg/l	0.02 / 0.2
Temperatura de entrada °C	10 - 40
Temperatura de entrada °F	50 - 104
Fuerza	24V

### Dimensiones / Pesos

Dimensión mm	380x480x280
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	9.50
Aplicaciones	Dosificación de desinfectantes
Proteccion	IP65



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**url\_fab** <https://www.lenntech.com/products/Testomat/100521/2000-Br2-Analyzer-GB-24V/index.html>

**brand** Lenntech

COTECNO