

## TESTOMAT 2000 CLT ANALIZADOR GB 24V



**SKU:** 100131 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Testomat](#)
4. 2000 Analizador CLT GB 24V

## TESTOMAT 2000 CLT ANALIZADOR GB 24V

**NÚMERO DE PARTE: 100131**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

### Especificaciones

Marca	Testomat
Tipo	Fotómetro de proceso para monitoreo de cloro
Barra de presión	1 - 8 / 0,3 - 1
presión psi	15 - 116 / 5 - 15
Rango de medición mg/l	0,0 - 0,99 / 1,0 - 2,5
Temperatura de entrada °C	10 - 40
Temperatura de entrada °F	50 - 104
Fuerza	24V

### Dimensiones / Pesos

Dimensión mm	380x480x280
Entrada OD mm	6
Salida OD mm	6
Peso kg	9.50
Aplicaciones	Agua-potableAgua-de-natacionOsmosis-inversaFísica
Proteccion	IP66



[Descargar hoja de datos](#)  
[COMPRAR AHORA](#)  
[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>url_fab</b>	<a href="https://www.lenntech.com/products/Testomat/100131/2000-CLT-Analyzer-GB-24V/index.html">https://www.lenntech.com/products/Testomat/100131/2000-CLT-Analyzer-GB-24V/index.html</a>
<b>brand</b>	Lenntech

COTECNO