

THERMAX TULSION A-21 RESINA DE PULIDO CONDENSADA



SKU: A-21 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Thermax](#)
4. Resina de pulido condensada Tulsion A-21

THERMAX TULSION A-21 RESINA DE PULIDO CONDENSADA

NÚMERO DE PARTE: A-21

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Copolímero de poliestireno
Tipo	base fuerte
Hinchazón Reversible	Cl- > OH- 20 %
Capacidad eq/L	1.3
Contenido de agua	53 %
rango de pH	0-14
Forma iónica	Cloruro
Temperatura máx. °C	80

Dimensiones / Pesos

Característica	Gel de base fuerte Resina de intercambio aniónico tipo I con excelente resistencia de perlas y tamaño de partícula controlado
Solicitud	Pulido de condensado de lecho profundo y alto caudal



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Thermax/A-21/Tulsion-A-21-Condensate-Polishing-Resin/index.html
brand	Lenntech

COTECNO