

THERMAX TULSION MB-115 (BG) RESINA DE LECHO MIXTO



SKU: MB-115 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Thermax](#)
4. Tulsion MB-115 (BG) Resina de lecho mixto

THERMAX TULSION MB-115 (BG) RESINA DE LECHO MIXTO

NÚMERO DE PIEZA: MB-115 (BG)

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Marca | Thermax |
| Sub marca | Tulsión |
| Estructura de matriz | Copolímero de poliestireno |
| Tipo | Mezcla de ácido fuerte, base fuerte |
| Hinchazón Reversible | N / A % |
| Capacidad eq/L | 1,8 / 1,0 H+ / OH- |
| Contenido de agua | - % |
| rango de pH | 0-14 |
| Forma iónica | Mezcla de forma H+ / OH- |
| Temperatura máx. °C | 80 |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------|---|
| Característica | Mezcla íntima de ácido fuerte en forma T-46 H+ y base fuerte en forma OH Tipo I (A-33) en una relación volumétrica 1:1:5. |
| Solicitud | Para la producción de agua ultra pura. |

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Thermax/MB-115-BG-/Tulsion-MB-115-BG-Mixed-Bed-Resin/index.html>

brand Lenntech

COTECNO