

TITULADOR AUTOMÁTICO BELLTITAUTO-860



El Titulador automático es un dispositivo de titulación de laboratorio con una alta precisión de análisis bajo el principio de titulación potenciométrica. Adopta diseño modular, consta de tres partes: dispositivo de titulación de volumen, dispositivo de control y dispositivo de medición. Los métodos de titulación incluyen titulación de macro, titulación micro, titulación de ajuste de volumen, EP, etc

SKU: BellTitAuto-860 | **Categorías:** [Titulador](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Control cerrado preciso para el volumen.
- Bureta de alta precisión hasta 0.005mm.
- Diseño simple, unidad de agitación discreta, fácil para el desmontaje.
- Pantalla táctil del LCD.

Modelo	BellTitAuto-860
Rango de medición de la temperatura	0~100°C
Rango de medición del pH	0~14.00pH
Rango de medición mV	±1999mV
Resolución	0.01pH; 0.1mV; 0.1°C
Precisión de repetibilidad	0.2%
Repetibilidad	≤0.2mV
Precisión del Volumen de la Bureta	Bureta15mL ±0.025mL Bureta25mL ±0.035mL
Fuente de alimentación	AC 110V/220V±10%, 50/60HZ;
Tamaño externo(W*D*H)	530*455*280mm
Tamaño del paquete(W*D*H)	610* 435* 370mm
Peso bruto	10 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO