

TRANSMISOR DE MONITOREO DE CONCENTRACIÓN CH20 CON SENSOR DE FORMALDEHÍDO BELL-TRANMONI-CH20



SKU: B-01-62-0100-0127 | Categorías: [Automatización y Mecatrónica](#), [Tamices ASTM](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



甲醛传感器



Parámetros del producto

Fuente de alimentación

10-30V DC

Rango de medición de temperatura

-40°C~80°C

Rango de medición de humedad

0-100% HR

precisión

±5% FS

Rango de presión

91-110Kpa

Temperatura de funcionamiento

-20°C~50°C

Humedad de trabajo

15%HR-90%HR

Precisión de humedad

suelo 3% HR

Precisión de temperatura

±0,5 °C

Tiempo de respuesta

≤35s

Consumo de energía

0.12

Resolución

0,01 ppm

Estabilidad (meses)

≤7% de valor de señal/año

señal de salida

RS485/4-20mA|0-5V|0-10V

Garantía

2 años de garantía para el motor principal y 1 año para la sonda de gas

Tiempo de precalentamiento

≥5 minutos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO