

TRANSPORTADOR DE MUESTRAS CILÍNDRICO (TIPO AGARRADOR DE RIEL)—H-2945G-4”



SKU: H-2945G-4" | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Transporte de cilindros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El H-2945 emplea una acción de pinza manual para asegurar cilindros estándar de 6 "(152 mm) de diámetro. Para cilindros de 4", solicite el modelo H-2945G-4".

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO