

## TRANSPORTADOR DE MUESTRAS CILÍNDRICO (TIPO SOPORTE) -H-2945



**SKU:** H-2945 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Transporte de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El portador de cilindro de acero está chapado para resistir el óxido. Se utiliza para transportar cilindros de hormigón de 6 "(152 mm) de diámetro en el campo o en el laboratorio.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO