

## TRASPORTADOR SECO DE NITRÓGENO LIQUIDO 3L A 10L






- Diseñado para el envío aéreo de muestras biológicas

### Características

- Más de cinco años de vida útil
- Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia.
- Adopción de una técnica avanzada de recubrimiento en polvo
- La bolsa de cuero está disponible para modelos de capacidad inferior a 50L.
- Opcional: tapa con cerradura, monitor de temperatura

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Contenedor de nitrógeno líquido](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellTrasnNitrLiq-10	Capacidad: 10L
	BellTrasnNitrLiq-6	Capacidad: 6L
	BellTrasnNitrLiq-3	Capacidad: 3L

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Unidad	BellTrasnNitrLiq-3	BellTrasnNitrLiq-6	BellTrasnNitrLiq-10	BellTrasnNitrLiq-09	
Capacidad efectiva	L	1.3	2.9	3.4	9	
Peso Vacío	Kg	3.2	4.9	6.7	15	
Calibre	mm	50	80	125	216	
Diámetro externo	mm	223	300	300	394	
Altura	mm	435	487	554	716	
Pérdida por evaporación estática	L/d	0.16	0.2	0.43	0.89	
Tiempo de espera estático	d	20	37	23	29	
Vida útil efectiva	d	8	14	8	10	
Frasco	Diámetro exterior del recipiente	mm	38	63	97	—
	Altura del recipiente	mm	120	120	120	—
	Frascos No	pc	1	1	1	—
	Capacidad de retención de sorbete (Frasco de 120 mm)	0.5 ml pc	132	374	854	—
		0.25 ml pc	298	837	1940	—
Estante con cajas de vial	Estante	pc	—	—	1	1
	Caja	mm	—	—	76×76	134×134
	Capas por estante	pc	—	—	4	5
	1.2, 1.8, 2ml Viales	pc	—	—	100	500
25 ml	Estante	pc	—	—	1	1
	Capas por estante	pc	—	—	1	2
	Cajas por capa	pc	—	—	3	15
	Capacidad	pc	—	—	3	30
50 ml	Estante	pc	—	—	1	1
	Capas por estante	pc	—	—	1	1
	Cajas por capa	pc	—	—	3	15
	Capacidad	pc	—	—	3	15
Accesorios	Bolso (PU)	pc	√	√	√	—
	Tapa con cerradura	set	√	√	√	√
	Monitor de temperatura de nitrógeno líquido	set	.	.	.	.
Tamaño del embalaje (W * D * H)	mm	270*270*510	340*340*555	340*340*615	425*425*765	



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO