

## TRASPORTADOR SECO DE NITRÓGENO LIQUIDO 3L A 10L






- Diseñado para el envío aéreo de muestras biológicas

### Características

- Más de cinco años de vida útil
- Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia.
- Adopción de una técnica avanzada de recubrimiento en polvo
- La bolsa de cuero está disponible para modelos de capacidad inferior a 50L.
- Opcional: tapa con cerradura, monitor de temperatura

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Contenedor de nitrógeno líquido](#) |

## VARIACIONES

| Imagen  | SKU                 | Descripción    |
|---|---------------------|----------------|
|    | BellTrasnNitrLiq-10 | Capacidad: 10L |
|    | BellTrasnNitrLiq-6  | Capacidad: 6L  |
|  | BellTrasnNitrLiq-3  | Capacidad: 3L  |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

| Modelo                           | Unidad   | BellTrasnNitrLiq-3 | BellTrasnNitrLiq-6 | BellTrasnNitrLiq-10 | BellTrasnNitrLiq-09 |         |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Capacidad efectiva               | L  | 1.3                | 2.9                | 3.4                 | 9                   |         |
| Peso Vacío                       | Kg   | 3.2                | 4.9                | 6.7                 | 15                  |         |
| Calibre                          | mm   | 50                 | 80                 | 125                 | 216                 |         |
| Diámetro externo                 | mm   | 223                | 300                | 300                 | 394                 |         |
| Altura                           | mm   | 435                | 487                | 554                 | 716                 |         |
| Pérdida por evaporación estática | L/d  | 0.16               | 0.2                | 0.43                | 0.89                |         |
| Tiempo de espera estático        | d  | 20                 | 37                 | 23                  | 29                  |         |
| Vida útil efectiva               | d  | 8                  | 14                 | 8                   | 10                  |         |
| Frasco                           | Diámetro exterior del recipiente                     | mm                 | 38                 | 63                  | 97                  | —       |
|                                  | Altura del recipiente                                | mm                 | 120                | 120                 | 120                 | —       |
|                                  | Frascos No   | pc                 | 1                  | 1                   | 1                   | —       |
|                                  | Capacidad de retención de sorbete (Frasco de 120 mm) | 0.5 ml pc          | 132                | 374                 | 854                 | —       |
|                                  |  | 0.25 ml pc         | 298                | 837                 | 1940                | —       |
| Estante con cajas de vial        | Estante  | pc                 | —                  | —                   | 1                   | 1       |
|                                  | Caja   | mm                 | —                  | —                   | 76×76               | 134×134 |
|                                  | Capas por estante                                    | pc                 | —                  | —                   | 4                   | 5       |
|                                  | 1.2, 1.8, 2ml Viales                                 | pc                 | —                  | —                   | 100                 | 500     |
| 25 ml                            | Estante  | pc                 | —                  | —                   | 1                   | 1       |
|                                  | Capas por estante                                    | pc                 | —                  | —                   | 1                   | 2       |
|                                  | Cajas por capa                                       | pc                 | —                  | —                   | 3                   | 15      |
|                                  | Capacidad  | pc                 | —                  | —                   | 3                   | 30      |
| 50 ml                            | Estante  | pc                 | —                  | —                   | 1                   | 1       |
|                                  | Capas por estante                                    | pc                 | —                  | —                   | 1                   | 1       |
|                                  | Cajas por capa                                       | pc                 | —                  | —                   | 3                   | 15      |
|                                  | Capacidad  | pc                 | —                  | —                   | 3                   | 15      |
| Accesorios                       | Bolso (PU)   | pc                 | √                  | √                   | √                   | —       |
|                                  | Tapa con cerradura                                   | set                | √                  | √                   | √                   | √       |
|                                  | Monitor de temperatura de nitrógeno líquido          | set                | .                  | .                   | .                   | .       |
| Tamaño del embalaje (W * D * H)  | mm   | 270*270*510        | 340*340*555        | 340*340*615         | 425*425*765         |         |



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO