

**TRÍPODES, MODELO DE ANILLO CONCÉNTRICO BRIDADO, ANILLO DOBLE, 9 ",  
PATAS, 5" -H-24300**



**SKU:** H-24300 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Trípodes](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Trípodes, Modelo de anillo concéntrico bridado, Anillo doble, 9 "(229 mm) patas, 5" (127 mm) Diámetro externo, 3 "(76 mm) Diámetro interno.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO