

## TRIPOIDE SIN DIAL BELL-PTTRIPCBR



Trípode metálico para medir la expansión en el ensayo CBR.

**SKU:** B-01-70-01-04-0001 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NORMA:

ASTM D1883  
NV E148.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Altura de 4.75" (120.7 mm).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO