

TRIPOIDE SIN DIAL BELL-PTTRIPCBR



Trípode metálico para medir la expansión en el ensayo CBR.

SKU: B-01-70-01-04-0001 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NORMA:

ASTM D1883
NV E148.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Altura de 4.75" (120.7 mm).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO