

## TT 21 / TT 22 TERMÓMETRO DE TERMOPAR



El Kimo TT 21/22 es un termómetro de termopar de 1 o 2 canales.

El Kimo TT 21/22 es un termómetro de termopar de 1 o 2 canales.

TT 21: un canal termopar K y T / TT 22: dos canales termopar K y T

Funciones Hold, Min, Max, Delta T (TT 22)

Cierre automático configurable

Alarma visual y de sonido, y pantalla LCD de 1 línea

Certificado de ajuste



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Temperatura](#), [Termómetros](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO