



TUBO CENTRÍFUGO PLÁSTICO DE FONDO CÓNICO





SKU: N / A | **Categorías:** [Tubos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	B-01-21-16-000101		15
	B-01-21-16-000102		50

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo centrífugo plástico de fondo cónico

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Capacidad (ml)
B-01-21-16-000101	BellTubCenPlaCon-15	15ml
B-01-21-16-000102	BellTubCenPlaCon-50	50ml

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO