

## TUBO CON TAPÓN DE ROSCA B-TUBTAPROSCA-05



- Soporta 20000RFC.
- Sin DNasa, sin RNasa.
- Buena estanqueidad para evitar la evaporación.  
Integridad.

**SKU:** BP-01-60-0500-0100 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Soporta 20000RFC.
- Sin DNasa, sin RNasa.
- Buena estanqueidad para evitar la evaporación.  
Integridad.

<b>categoría</b>	<b>Codigo del producto</b>	<b>Codigo Sku</b>	<b>Especificación de embalaje</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad de piezas enteras</b>
Tubo con tapón de rosca	B-TubTapRosca-05	BP-01-60-0500-0100	4000pcs / caja	Caja	4000
	B-TubTapRosca-07	BP-01-60-0500-0101	4000pcs / caja	Caja	4000
	B-TubTapRosca-09	BP-01-60-0500-0102	4000pcs / caja	Caja	4000

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO