

TUBO DE ASPIRACIÓN PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 1 ML/ 1 M



SKU: PG-101 13201 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [aspiración](#), [dosificadora](#), [Estación](#), [OPTIMAT](#), [para](#), [Tubo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TUBO DE ASPIRACIÓN PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 1 ML/ 1 M

Descripción: Tubo de aspiración para estación dispensadora.

Nombre del producto: OPTIMAT

Volumen y graduación/tamaño: 1 ml/1 m.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO