

TUBO DE ASPIRACIÓN PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 2 - 10 ML/1 M



SKU: PG-101 13202 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [aspiración](#), [dosificadora](#), [Estación](#), [ml1](#), [OPTIMAT](#), [para](#), [Tubo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TUBO DE ASPIRACIÓN PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 2 - 10 ML/1 M

Descripción: Tubo de aspiración para estación dispensadora.

Nombre del producto: OPTIMAT

Volumen y graduación/tamaño: 2 - 10 ml/1 m

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO