

## TUBO DE ASPIRACIÓN PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 30 - 300 ML/ 1 M



**SKU:** PG-101 13204 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [aspiración](#), [dosificadora](#), [Estación](#), [OPTIMAT](#), [para](#), [Tubo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TUBO DE ASPIRACIÓN PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 30 - 300 ML/ 1 M

Descripción: Tubo de aspiración para estación dispensadora.

Nombre del producto: OPTIMAT

Volumen y graduación/tamaño: 30 - 300 ml/1 m

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO