

TUBO DE CENTRÍFUGA MICROCENTRÍFUGA BLOQUEO A PRESION



Modelo: BellTubEpe-Suz0,5ml

Los microtubos de bloqueo a presión tienen superficies de tapa esmerilada para etiquetar, paneles esmerilados en el lateral para escribir.

SKU: B-01-60-0007 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Soportará hasta 14.000 RCF
- La tapa de bloqueo a presión garantiza un sellado eficiente
- La membrana delgada en el centro de la tapa permite un fácil acceso a la muestra con la aguja de la jeringa RNasa-/DNasa-libre No pirogénico
- Capacidad (ml): 0.6
- Color: Claro
- Embalaje: envasado a granel
- Tamaño de la unidad: 1000/caja , 1000cajas/paquete

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO