

TUBO CONICO PLASTICO PARA CENTRIFUGA BELLTRONIC DE 15 ML CON TAPA ROSCA Y ESTERILIZACIÓN E.O , (FALCON), BELLTUBCON-15ML



Código Cotecno: BellTubCon-15ml.

Código SKU: B-01-47-0102-0000

SKU: N / A | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#), [Tubos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código Cotecno	Código SKU	Material	Capacidad de volumen	Cantidad en bolsa	Cantidad en caja	Estéril	Información detallada
		PP	0.2ml	1000	70000	No	tubo centrifugado de 0.2 ml
		PP	0.5ml	1000	25000	No	tubo centrifugado de 0.5 ml
		PP	1.5ml	500	10000	No	tubo centrifugado de 1.5 m
		PP	1.5ml con tapa de escudo	500	10000	No	tubo centrifugado de 1.5 ml
		PP	2ml	500	10000	No	tubo centrifugado de 2 ml
		PP	5ml	300	6000	No	tubo centrifugado de 5 ml
		PP	7ml	200	4000	No	tubo centrifugado de 7 ml
		PP	10ml	200	3200	No	tubo centrifugado de 10 ml
		PP	15ml	500	1000	No	tubo centrifugado de 15 ml. paquete a granel
BellTubCon-15ml	B-01-47-0102-0000	PP	15ml	1pc/polybag	1000	EO estéril	tubo centrifugado de 15 ml. envase individual
		PP	50ml	25	500	No	tubo centrifugado de fondo cónico de 50 ml con tapa de rosca. paquete a granel
BellTubCon-50ml	B-01-47-0102-0001	PP	50ml	1pc/polybag	500	EO estéril	tubo centrifugado de fondo cónico de 50 ml con tapa de rosca. paquete individual
		PP	50ml	25	500	No	tubo de centrífuga de fondo plano de 50 ml con tapa de rosca. paquete a granel
		PP	50ml	1pc/polybag	500	EO estéril	tubo centrífugado de fondo plano de 50 ml con tapón de rosca. paquete individual

Código Cotecno	Código SKU	Material	Capacidad de volumen	Cantidad en bolsa	Cantidad en caja	Estéril	Información detallada
		PP	50ml	25	500	No	tubo de centrifuga de fondo autoportante de 50 ml con tapa de rosca. paquete a granel
		PP	50ml	1pc/polybag	500	EO estéril	tubo de centrifuga de fondo autónomo de 50 ml con tapa de rosca. paquete individual

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO