

TUBO DE DRENAJE PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 1 - 10 ML/0,75 M



SKU: PG-101 13402 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [dosificadora](#), [drenaje](#), [Estación](#), [ml075](#), [OPTIMAT](#), [para](#), [Tubo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TUBO DE DRENAJE PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 1 - 10 ML/0,75 M

Descripción: Tubo de salida para estación dispensadora.

Nombre del producto: OPTIMAT

Volumen y graduación/tamaño: 1 - 10 ml/0,75 m

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO