

## TUBO DE DRENAJE PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 1 - 10 ML/ 1,5 M



**SKU:** PG-101 13403 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [dosificadora](#), [drenaje](#), [Estación](#), [OPTIMAT](#), [para](#), [Tubo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TUBO DE DRENAJE PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 1 - 10 ML/ 1,5 M

Descripción: Tubo de salida para estación dispensadora.

Nombre del producto: OPTIMAT

Volumen y graduación/tamaño: 1 - 10 ml/1,5 m

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO