

TUBO DE DRENAJE UNIVERSAL PARA OPTIMAT 2 - 10 ML.



SKU: PG-101 10404 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [drenaje](#), [OPTIMAT](#), [para](#), [Tubo](#), [UNIVERSAL](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TUBO DE DRENAJE UNIVERSAL PARA OPTIMAT 2 - 10 ML.

Descripción: Tubo de drenaje universal para

Nombre del producto: OPTIMAT

Volumen y graduación/tamaño: 2 - 10 ml.

Uso: Control remoto

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO