

## TUBO DE ENSAYO BELLTUBENSAYO - MARCA BELLTRONIC



### Especificaciones:

1. Boro 3.3 o vidrio neutro
2. Con/sin borde
3. fondo redondo/plano
4. Con/sin impresión
5. Con/sin tapa

O.D. de tuboxlongitud(mm)	O.D. de tuboxlogintud(mm)	Código
10x100	18X180	BellTubEns-T01
12X100	21X150	BellTubEns-T02
13X100	21X180	BellTubEns-T03
15X150	21X200	BellTubEns-T04
16X125	25X150	BellTubEns-T05
16X150	25X180	BellTubEns-T06
16X155	25X200	BellTubEns-T07
18X150	41X225	BellTubEns-T08

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO