



TUBO DE ENSAYO, CON BORDE, SIN IMPRESIÓN VIDRIO BORO 3.3 12X100MM



SKU: B-01-47-1007-0001 | **Categorías:** [Tubo de ensayo](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código Cotecno	Bell-TuboEBordV-12L100	Bell-TuboEBordV-10L75	Bell-TuboEBordV-25L150	Bell-TuboEBordV-16L150	Bell-TuboEBordV-18L150	Bell-TuboEBordV-20L150
Código SKU	B-01-47-1007-0001	B-01-47-1007-0002	B-01-47-1007-0003	B-01-47-1007-0004	B-01-47-1007-0005	B-01-47-1007-0006
Diametro (mm)	12	10	25	16	18	20
Largo (mm)	100	75	150	150	150	150
Borde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión Ø		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO