

## TUBO DE ENSAYO, CON BORDE, SIN IMPRESIÓN VIDRIO BORO 3.3 18X150MM



**SKU:** B-01-47-1007-0005 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Tubo de ensayo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código Cotecno</b>	<b>Bell-TuboEBordV-12L100</b>	<b>Bell-TuboEBordV-10L75</b>	<b>Bell-TuboEBordV-25L150</b>	<b>Bell-TuboEBordV-16L150</b>	<b>Bell-TuboEBordV-18L150</b>	<b>Bell-TuboEBordV-20L150</b>
Código SKU	B-01-47-1007-0001	B-01-47-1007-0002	B-01-47-1007-0003	B-01-47-1007-0004	B-01-47-1007-0005	B-01-47-1007-0006
Diametro (mm)	12	10	25	16	18	20
Largo (mm)	100	75	150	150	150	150
Borde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión Ø		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO