

## TUBO DE ENSAYO, CON BORDE, SIN IMPRESIÓN VIDRIO BORO 3.3 20X150MM



**SKU:** B-01-47-1007-0006 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Tubo de ensayo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| <b>Código Cotecno</b> | <b>Bell-TuboEBordV-12L100</b> | <b>Bell-TuboEBordV-10L75</b> | <b>Bell-TuboEBordV-25L150</b> | <b>Bell-TuboEBordV-16L150</b> | <b>Bell-TuboEBordV-18L150</b> | <b>Bell-TuboEBordV-20L150</b> |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Código SKU            | B-01-47-1007-0001             | B-01-47-1007-0002            | B-01-47-1007-0003             | B-01-47-1007-0004             | B-01-47-1007-0005             | B-01-47-1007-0006             |
| Diametro (mm)         | 12                            | 10                           | 25                            | 16                            | 18                            | 20                            |
| Largo (mm)            | 100                           | 75                           | 150                           | 150                           | 150                           | 150                           |
| Borde                 | ✓                             | ✓                            | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| Impresión Ø           |                               | Ø                            | Ø                             | Ø                             | Ø                             | Ø                             |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO