

**TUBO DE ENSAYO, SIN BORDE, SIN IMPRESIÓN VIDRIO BORO 3.3 16X100MM
BELLVID-ETUBOBIBV-1600**



Código de Producto: BellVid-ETuboBIBV-1600

SKU: B-01-21-1005-0000 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#), [Tubo de ensayo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU: B-01-21-1005-0000

Codigo Cotecno	Código SKU	Longitud (mm)	Diametro (mm)	Material
BellVid-ETuboBIBV-1600	B-01-21-1005-0000 16	100	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-1200	B-01-21-1005-0001 12	100	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-750	B-01-21-1005-0002 10	75	75	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2500	B-01-21-1005-0003 25	150	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2400	B-01-21-1005-0004 16	150	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2700	B-01-21-1005-0005 150	18	18	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-3000	B-01-21-1005-0006 150	20	20	Vidrio Boro

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO