

**TUBO DE ENSAYO, SIN BORDE, SIN IMPRESIÓN VIDRIO BORO 3.3 16X100MM  
BELLVID-ETUBOBIBV-1600**



**Código de Producto: BellVid-ETuboBIBV-1600**

**SKU:** B-01-21-1005-0000 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#), [Tubo de ensayo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Código SKU: B-01-21-1005-0000**

<b>Codigo Cotecno</b>	<b>Código SKU</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Diametro (mm)</b>	<b>Material</b>
BellVid-ETuboBIBV-1600	B-01-21-1005-0000 16	100	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-1200	B-01-21-1005-0001 12	100	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-750	B-01-21-1005-0002 10	75	75	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2500	B-01-21-1005-0003 25	150	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2400	B-01-21-1005-0004 16	150	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2700	B-01-21-1005-0005 150	18	18	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-3000	B-01-21-1005-0006 150	20	20	Vidrio Boro

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO