


**TUBO DE ENSAYO, SIN BORDE, SIN IMPRESIÓN VIDRIO BORO 3.3 18X150MM  
BELLVID-ETUBOBIBV-2700**



**Código de Producto: BellVid-ETuboBIBV-2700**

**SKU:** B-01-21-1005-0005 | **Categorías:** [Tubo de ensayo](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Código SKU: B-01-21-1005-0005**

<b>Codigo Cotecno</b>	<b>Código SKU</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Diametro (mm)</b>	<b>Material</b>
BellVid-ETuboBIBV-1600	B-01-21-1005-0000	16	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-1200	B-01-21-1005-0001	12	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-750	B-01-21-1005-0002	10	75	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2500	B-01-21-1005-0003	25	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2400	B-01-21-1005-0004	16	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2700	B-01-21-1005-0005	150	18	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-3000	B-01-21-1005-0006	150	20	Vidrio Boro

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO