

TUBO DE PRESERVACIÓN B-TUBPRESER05-6



El tubo de conservación biológica tiene dos especificaciones: 5ml y 12ml

SKU: BP-01-60-0400-0000 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tubo de conservación biológica tiene dos especificaciones: 5ml y 12ml

categoría	Codigo	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	unidad	Cantidad de Piezas enteras
Tubo de preservación biológica	B-TubPreser05-6	BP-01-60-0400-0000	Tubo de conservación de 5 ml	2400 uds / caja	caja	2400
	B-TubPreser12	BP-01-60-0400-0001	Tubo de preservación de 12ml	1200 uds / caja	caja	1200

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO