

## TUBO DE PRESERVACIÓN B-TUBPRESER12



El tubo de conservación biológica tiene dos especificaciones: 5ml y 12ml

**SKU:** BP-01-60-0400-0001 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tubo de conservación biológica tiene dos especificaciones: 5ml y 12ml

<b>categoría</b>	<b>Codigo</b>	<b>Codigo Sku</b>	<b>nombre del producto</b>	<b>Especificación de embalaje</b>	<b>unidad</b>	<b>Cantidad de Piezas enteras</b>
Tubo de preservación biológica	B-TubPreser05-6	BP-01-60-0400-0000	Tubo de conservación de 5 ml	2400 uds / caja	caja	2400
	B-TubPreser12	BP-01-60-0400-0001	Tubo de preservación de 12ml	1200 uds / caja	caja	1200

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO