

TUBO EPPENDORF 1,5 ML ESTERILIZADO



SKU: B-01-60-0008 | **Categorías:** <u>Insumos de Laboratorio</u> |



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo Eppendorf 1,5 ml esterilizado

- Soportará hasta 14.000 RCF
- La tapa de bloqueo a presión garantiza un sellado eficiente
- La membrana delgada en el centro de la tapa permite un fácil acceso a la muestra con la aguja de la jeringa
- RNasa-/DNasa-libre No pirogénico

Modelo: BellTubEppe-Suz1,5ml

Capacidad ml: 1.5

Color: Claro

Embalaje: Envasado a granel, esteril.

Tamaño de la unidad: 500/caja, 10 cajas/caja



INFORMACIÓN ADICIONAL