

## TUBO EPPENDORF 1,5 ML ESTERILIZADO



**SKU:** B-01-60-0008 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Tubo Eppendorf 1,5 ml esterilizado

- Soportará hasta 14.000 RCF
- La tapa de bloqueo a presión garantiza un sellado eficiente
- La membrana delgada en el centro de la tapa permite un fácil acceso a la muestra con la aguja de la jeringa
- RNasa-/DNasa-libre No pirogénico

Modelo: BellTubEppe-Suz1,5ml

Capacidad ml: 1.5

Color: Claro

Embalaje: Envasado a granel, esteril.

Tamaño de la unidad: 500/caja, 10 cajas/caja

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO