

TUBO MUESTREADOR CON PARTITURA, CEMENTO A GRANEL—H-3341



SKU: H-3341 | **Categorías:** [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Muestreadores](#), [Cemento a granel](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T127](#), [ASTM C183](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el muestreo de cemento hidráulico en envíos a granel o almacenamiento a granel. Tiene dos tubos telescópicos de latón pulido con ranuras de registro (con particiones) que se abren o cierran por rotación del tubo interior. Tubo exterior tiene punta afilada para facilitar la penetración. El muestreador es de 1.375 "(35 mm) de diámetro x aproximadamente 63" (160 cm) de largo.

Cumple con las siguientes normas: [ASTM C183](#), AASHTO T127

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO