

## TUBO PARA JERINGA DHA, 10 UDS. 20 A 100 ML.



**SKU:** PG-7 15103 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [DHA](#), [jeringa](#), [para](#), [Tubo](#), [uds](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TUBO PARA JERINGA DHA, 10 UDS. 20 A 100 ML.

Descripción: Tubo para jeringa DHA, 10 uds.

Volumen y graduación: 20 - 100 ml.

Característica adicional: con conector

Tamaño: 20 - 100

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO