


TUBO PCR DE OCHO FILAS (TAPA) DE 0,2 ML, TAPÓN PLANO, TRANSPARENTE B-TUBPCRFILA-03



- El tubo de ocho filas de PCR utiliza materias primas limpias de polipropileno, la pared del tubo es fina y el grosor es uniforme, lo que garantiza una buena conducción del calor.
- La tapa del tubo de ocho filas y el cuerpo del tubo tienen un buen rendimiento de sellado cuando están cerrados para evitar la contaminación y son fáciles de abrir la tapa.
- Adecuado para máquinas de PCR con las especificaciones del módulo correspondiente.
- Adecuado para tubos de ocho tubos de 0,1ml/0,2ml o placas de 96 pocillos

SKU: BP-01-60-0300-0201 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del tubo de ocho filas de PCR (tapa):

- Utilizando materias primas limpias de polipropileno, la pared del tubo es delgada, y el espesor es uniforme, asegurando una buena conducción del calor.
- La tapa del tubo de ocho filas y el cuerpo del tubo tienen un buen rendimiento de sellado cuando están cerrados para evitar la contaminación y son fáciles de abrir la tapa.
- Adecuado para máquinas de PCR con las especificaciones del módulo correspondiente.
- Adecuado para tubos de ocho tubos de 0,1ml/0,2ml o placas de 96 pocillos.
- Excelente hermeticidad.
- La cubierta plana puede cooperar mejor con el experimento de qPCR.

| categoria | Codigo del Producto | Codigo Sku | nombre del producto | Especificación de embalaje | Cantidad unidad de piezas enteras |
|------------------------|-------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| PCR tubo de ocho tiras | B-TubPCRfila-02 | B-01-60-0300-0200 | Tubo PCR de 8 tiras de 0,2 ml, transparente | 125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja | Caja 1250 |
| | B-TubPCRfila-03 | B-01-60-0300-0201 | Tapón de tubo de 8 tiras PCR de 0,2 ml, tapón plano, transparente | 125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja | Caja 1250 |
| | B-TubPCRfila-05 | B-01-60-0300-0202 | Tubo de 8 tiras PCR de 0,1 ml, transparente | 125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja | Caja 1250 |
| | B-TubPCRfila-06 | B-01-60-0300-0203 | Tubo de 8 tiras para PCR de 0,1 ml, blanco | 125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja | Caja 1250 |
| | B-TubPCRfila-04 | B-01-60-0300-0204 | Tapón de tubo de 8 tiras PCR de 0,1 ml, tapón plano, transparente | 125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja | Caja 1250 |
| | BellTub8Tpcr-Suz0,2ml-T | B-01-60-0010 | Tubo PCR ESTERIL de ocho filas (tapa) de 0,2 ml, transparente | 125 pcs / 10 cajas | Caja 1250 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO