


## TUBO PCR DE OCHO FILAS (TAPA) DE 0,1 ML, TAPÓN PLANO, TRANSPARENTE B-TUBPCRFILA-04



- El tubo de ocho filas de PCR utiliza materias primas limpias de polipropileno, la pared del tubo es fina y el grosor es uniforme, lo que garantiza una buena conducción del calor.
- La tapa del tubo de ocho filas y el cuerpo del tubo tienen un buen rendimiento de sellado cuando están cerrados para evitar la contaminación y son fáciles de abrir la tapa.
- Adecuado para máquinas de PCR con las especificaciones del módulo correspondiente.
- Adecuado para tubos de ocho tubos de 0,1ml/0,2ml o placas de 96 pocillos

**SKU:** BP-01-60-0300-0204 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características del tubo de ocho filas de PCR (tapa):

- Utilizando materias primas limpias de polipropileno, la pared del tubo es delgada, y el espesor es uniforme, asegurando una buena conducción del calor.
- La tapa del tubo de ocho filas y el cuerpo del tubo tienen un buen rendimiento de sellado cuando están cerrados para evitar la contaminación y son fáciles de abrir la tapa.
- Adecuado para máquinas de PCR con las especificaciones del módulo correspondiente.
- Adecuado para tubos de ocho tubos de 0,1ml/0,2ml o placas de 96 pocillos.
- Excelente hermeticidad.
- La cubierta plana puede cooperar mejor con el experimento de qPCR.

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	Cantidad unidad de piezas enteras
PCR tubo de ocho tiras	B-TubPCRfila-02	B-01-60-0300-0200	Tubo PCR de 8 tiras de 0,2 ml, transparente	125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	Caja 1250
	B-TubPCRfila-03	B-01-60-0300-0201	Tapón de tubo de 8 tiras PCR de 0,2 ml, tapón plano, transparente	125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	Caja 1250
	B-TubPCRfila-05	B-01-60-0300-0202	Tubo de 8 tiras PCR de 0,1 ml, transparente	125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	Caja 1250
	B-TubPCRfila-06	B-01-60-0300-0203	Tubo de 8 tiras para PCR de 0,1 ml, blanco	125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	Caja 1250
	B-TubPCRfila-04	B-01-60-0300-0204	Tapón de tubo de 8 tiras PCR de 0,1 ml, tapón plano, transparente	125 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	Caja 1250
	BellTub8Tpcr-Suz0,2ml-T	B-01-60-0010	Tubo PCR ESTERIL de ocho filas (tapa) de 0,2 ml, transparente	125 pcs / 10 cajas	Caja 1250

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO