

**TUBO RECEPTOR DE VACÍO 105 ° BOCA DE GRUPO ESTÁNDAR - BELLVID-
CTUBORV-29/32**



SKU: B-01-21-0100-0104 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Tubos](#), [Varios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Características:

Modelo	Código Sku	Boca superior	Tapón de esmerilado
BellVid-CTuboRV-10/19	B-01-21-0100-0100	10/19	10/19
BellVid-CTuboRV-14/23	B-01-21-0100-0101	14/23	14/23
BellVid-CTuboRV-19/26	B-01-21-0100-0102	19/26	19/26
BellVid-CTuboRV-24/29	B-01-21-0100-0103	24/29	24/29
BellVid-CTuboRV-29/32	B-01-21-0100-0104	29/32	29/32

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO